

UPT 6800

全自动上转发光免疫分析仪

注册证号：冀械注准20212220099号

I 仪器特点

全自动

- 自动加样、自动检测、自动扫描条码、自动装载和卸载Tip头、自动进卡和退卡

操作简单

- 可视化界面,可以随时监测仪器各个模块工作
- 掌握每个标本的检测状态
- 全自动操作,减少人为误差
- 可连接 Lis 系统
- 无液路系统,免维护
- 13.3 英寸超大触摸屏

灵敏度高

- 无背景干扰,在低浓度样本检测时优势明显
- 发光稳定,不会衰减。UCP 材料不会出现荧光褪色现象

样本全

- 适合全血、血清、血浆及其他体液



原始管上样

- 仪器自动识别样本信息条码

高通量、满足急诊检测需求

- 40 个样本位 (10×4), 采用流水线式检测模式, 任意样本位可做急诊位
- 检测速度 60T/h
- 5 个试剂仓位置, 可同时检测 5 个不同的项目

检验结果质量保障

- 全自动检测系统, 避免人员操作误差
- 一次性 Tip 头, 避免交叉污染
- 校参信息可查, 保证结果准确
- 多级质控, 保证结果精准
- 全自动条码扫描, 保证结果可追溯

外形尺寸

- 600mm×660mm×620mm (长×宽×高)

试剂常温储运

MQ60 AUTO

全自动化学发光免疫分析仪

启动开关

状态指示灯

控制面板



废物仓

样本仓

打印机

试剂仓指示灯

样本仓指示灯

试剂仓



易操作

大屏可视化界面, 操作更方便



自动化

原始管上样, 减少人为值守时间



免清洗

一次性取样头, 无交叉污染



免维护

无液路系统, 免维护



更灵敏

创新迷宫设计, 本底低



更准确

多级质控, 保证结果准确度



免浪费

单人份试剂, 无开瓶有效期限限制

MQ60

全自动化学发光免疫分析仪

单人份

- ★ **独立包装** —— 无样本量限制，随到随测、无浪费
- ★ **使用灵活** —— 不同项目自由组合
- ★ **仪器布局灵活** 可同时亦可分开使用

操作简

- ★ **全血检测** —— 无需处理，全血上样
- ★ **试剂自动识别** —— 仪器内置扫码器自动识别试剂
- ★ **全自动** —— 一步加样，仪器自动稀释、上样、孵育、清洗及结果判读

项目全

- ★ **试剂项目全** —— 心脏标志物、炎症、肾脏、肿瘤、甲功、性激素等60余项
- ★ **标本类型全** —— 全血、血清、血浆、微量全血
- ★ **检测模式全** —— 随机、批量、急诊

结果准

- ★ **ALP-AMPPD磁微粒化学发光** —— 磁微粒分离反应充分，化学发光灵敏度高
- ★ **多重质控** —— 系统提供实验管理、试剂管理和质控管理
- ★ **批内CV $\leq$ 5%** —— 满足高质量检测要求

速度快

- ★ **15-17min出结果**



C2000 全自动化学发光系统



项目通量大、效率高

- ★ 多项目同机检测, 60个样本位, 每小时可获得150个检测结果;

抗污染强

- ★ 采用一次性吸样头和独创三级分离清洗方式, 无携带污染;

全自动

- ★ 实现加样、混匀、孵育、分离清洗、检测、结果计算、出报告等过程全自动。

智能探测

- ★ 精准的液位探测技术, 保证液位探测的可靠性;

信息化、智能化

- ★ 高值样本自动原位稀释, 全触屏配置, 可连接Lis系统;